



VET-QT3

Analyseur



- + Utilisation simple et résultats rapides
- + Grande variabilité d'analyses : biochimie, électrolytes, coagulation et inflammation
- + Volume d'échantillon réduit, idéal pour les animaux de petite taille
- + Appareil peu lourd et peu volumineux
- + Large choix de rotors
- + Aucune maintenance



Liste des rotors circulaires

Nom	Paramètres	Conservation	Quantité par boîte	Tarif
Tests Complet Plus 24 paramètres	ALB, ALP, ALT, AMY, AST, Ca, CK, Crea, GLU, GGT, LDH, LPS, PHOS, TBA, TB, TC, tCO ₂ , TG, TP, BUN, UA, A/G, B/C, GLOB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	150 €
Tests Complet 16 paramètres	ALB, ALP, ALT, AMY, CHE, K ⁺ , Na ⁺ , Crea, GLU, TB, TP, UA, BUN, A/G, B/C, GLOB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	125 €
Bilan de Santé 16 paramètres	ALB, ALT, AMY, AST, GLU, CK, Ca, Crea, BUN, TB, TG, TP, PHOS, A/G, B/C, GLOB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	125 €
Diagnostic de base 10 paramètres	ALB, ALP, ALT, Crea, GLU, TP, BUN, A/G, B/C, GLOB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Bilan préopératoire 10 paramètres	ALP, ALT, AST, CK, Crea, GLU, LDH, TP, BUN, B/C	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Fonction rénale 9 paramètres	ALB, Ca, Crea, GLU, PHOS, UA, BUN, tCO ₂ , B/C, Cys C (canine)	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Fonction Hépatique 11 paramètres	ALB, ALP, ALT, AST, GGT, TBA, TB, TC, TP, A/G, GLOB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €

ALB
ALT
AMY
AST
Ca
CHE
Cl-
CK

Albumine
Phosphatase alcaline
Alanine aminotransférase
Amylase
Aspartate aminotransférase
Calcium total
Cholinestérase
Chlorure
Créatine kinase

Crea
GLU
GGT
K⁺
LDH
LPS
Mg
Na⁺
PHOS

Créatinine
Glucose
Gamma-glutamyl transférase
Potassium
Lactate déshydrogénase
Lipase
Magnésium
Sodium
Phosphate inorganique

TBA
TB
TC
tCO₂
TG
TP
UA
BUN

Acides biliaires totaux
Bilirubine totale
Cholestérol total
Dioxyde de carbone total (bicarbonates)
Triglycérides
Protéines totales
Acide urique
Azote uréique sanguin

c-CRP
PT
pH
APTT
TT
Fib
f-SAA
LAC

Protéine C-réactive canine
Temps de prothrombine
Potentiel hydrogène (acidité / alcalinité)
Temps de céphaline activée (TCA)
Temps de thrombine
Fibrinogène
Amyloïde A sérique félin
Lactate

FRUC
NH₃
Cys C
A/G
B/C
GLOB

Fructosamine
Ammoniac
Cystatine C canine
Rapport Albumine / Globulines
Rapport Azote uréique / Créatinine
Globulines

Nom	Paramètres	Conservation	Quantité par boîte	Tarif
Électrolytes Plus <i>13 paramètres</i>	BUN, Ca, pH, Cl-, K+, Na+, Mg, PHOS, LAC, GLU, Crea, B/C	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Bilan Diabétique <i>9 paramètres</i>	BUN, Ca, pH, Cl-, K+, Na+, Mg, PHOS, LAC, GLU, Crea, B/C	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Espèces exotiques et reptiles <i>13 paramètres</i>	ALB, AST, Ca, CK, K+, Na+, PHOS, TBA, TP, UA, GLU, A/G, GLOB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Profil inflammatoire chez le chat <i>12 paramètres</i>	f-SAA, BUN, Crea, ALB, LPS, TBA, ALP, GGT, TP, A/G, B/C, GLOB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Profil inflammatoire chez le chien <i>6 paramètres</i>	c-CRP, AMY, Crea, LPS, BUN, B/C	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Évaluation de la coagulation <i>4 paramètres</i>	PT, APTT, TT, Fib	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Dosage de l'ammoniac <i>1 paramètre</i>	NH3	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	63 €



Liste des rotors sectoriels

Nom	Paramètres	Conservation	Quantité par boîte	Tarif
Diagnostic de base <i>6 paramètres</i>	ALP, ALT, AST, BUN, Crea, B/C	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	68 €
Bilan Diabétique <i>4 paramètres</i>	GLU, FRUC, TC, TG	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	68 €
Bilan Électrolytes <i>5 paramètres</i>	K+, Na+, Cl-, Ca, PHOS	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	68 €
Fonction Hépatique <i>3 paramètres</i>	ALT, GGT, TB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	68 €
Fonction rénale <i>4 paramètres</i>	PHOS, BUN, Crea, B/C	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	68 €
Créatinine <i>1 paramètre</i>	Crea	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	43 €
Azote uréique sanguin <i>1 paramètre</i>	BUN	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	43 €
Alanine aminotransférase <i>1 paramètre</i>	ALT	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	43 €
Aspartate aminotransférase <i>1 paramètre</i>	AST	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	43 €
Acides biliaires totaux <i>1 paramètre</i>	TBA	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	43 €

ALB	Albumine	Crea	Créatinine	TBA	Acides biliaires totaux	c-CRP	Protéine C-réactive canine	FRUC	Fructosamine
ALP	Phosphatase alcaline	GLU	Glucose	TB	Bilirubine totale	PT	Temps de prothrombine	NH ₃	Ammoniac
ALT	Alanine aminotransférase	GGT	Gamma-glutamyl transférase	TC	Cholestérol total	pH	Potentiel hydrogène (acidité / alcalinité)	Cys C	Cystatine C canine
AMY	Amylase	K+	Potassium	tCO ₂	Dioxyde de carbone total (bicarbonates)	APTT	Temps de céphaline activée (TCA)	A/G	Rapport Albumine / Globulines
AST	Aspartate aminotransférase	LDH	Lactate déshydrogénase	TG	Triglycérides	TT	Temps de thrombine	B/C	Rapport Azote uréique / Créatinine
Ca	Calcium total	LPS	Lipase	TP	Protéines totales	Fib	Fibrinogène	GLOB	Globulines
CHE	Cholinestérase	Mg	Magnésium	UA	Acide urique	f-SAA	Amyloïde A sérique félin		
Cl-	Chlorure	Na+	Sodium	BUN	Azote uréique sanguin	LAC	Lactate		
CK	Créatine kinase	PHOS	Phosphate inorganique						