



VET 3DX

Analyseur



- + Analyseur 5-en-1
- + Biochimie, immunoanalyse, gaz du sang, électrolytes et coagulation
- + Résultats rapides et précis
- + Jusqu'à 3 échantillons en simultané pour la biochimie
- + Tests variés : inflammation, endocrinologie, ionogramme...
- + Interface tactile et imprimante intégrée



Liste des rotors circulaires

Nom	Paramètres	Conservation	Quantité par boîte	Tarif
Tests Complet Plus 24 paramètres	ALB, ALP, ALT, AMY, AST, Ca, CK, Crea, GLU, GGT, LDH, LPS, PHOS, TBA, TB, TC, tCO ₂ , TG, TP, BUN, UA, A/G, B/C, GLOB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	150 €
Tests Complet 16 paramètres	ALB, ALP, ALT, AMY, CHE, K ⁺ , Na ⁺ , Crea, GLU, TB, TP, UA, BUN, A/G, B/C, GLOB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	125 €
Bilan de Santé 16 paramètres	ALB, ALT, AMY, AST, GLU, CK, Ca, Crea, BUN, TB, TG, TP, PHOS, A/G, B/C, GLOB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	125 €
Diagnostic de base 10 paramètres	ALB, ALP, ALT, Crea, GLU, TP, BUN, A/G, B/C, GLOB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Bilan préopératoire 10 paramètres	ALP, ALT, AST, CK, Crea, GLU, LDH, TP, BUN, B/C	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Fonction rénale 9 paramètres	ALB, Ca, Crea, GLU, PHOS, UA, BUN, tCO ₂ , B/C, Cys C (canine)	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Fonction Hépatique 11 paramètres	ALB, ALP, ALT, AST, GGT, TBA, TB, TC, TP, A/G, GLOB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €

ALB	Albumine	Crea	Créatinine	TBA	Acides biliaires totaux	c-CRP	Protéine C-réactive canine	FRUC	Fructosamine
ALP	Phosphatase alcaline	GLU	Glucose	TB	Bilirubine totale	PT	Temps de prothrombine	NH ₃	Ammoniac
ALT	Alanine aminotransférase	GGT	Gamma-glutamyl transférase	TC	Cholestérol total	pH	Potentiel hydrogène (acidité / alcalinité)	Cys C	Cystatine C canine
AMY	Amylase	K ⁺	Potassium	tCO ₂	Dioxyde de carbone total (bicarbonates)	APTT	Temps de céphaline activée (TCA)	A/G	Rapport Albumine / Globulines
AST	Aspartate aminotransférase	LDH	Lactate déshydrogénase	TG	Triglycérides	TT	Temps de thrombine	B/C	Rapport Azote uréique / Créatinine
Ca	Calcium total	LPS	Lipase	TP	Protéines totales	Fib	Fibrinogène	GLOB	Globulines
CHE	Cholinestérase	Mg	Magnésium	UA	Acide urique	f-SAA	Amyloïde A sérique félin		
Cl-	Chlorure	Na ⁺	Sodium	BUN	Azote uréique sanguin	LAC	Lactate		
CK	Créatine kinase	PHOS	Phosphate inorganique						

Nom	Paramètres	Conservation	Quantité par boîte	Tarif
Électrolytes Plus <i>13 paramètres</i>	BUN, Ca, pH, Cl-, K+, Na+, Mg, PHOS, LAC, GLU, Crea, B/C	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Bilan Diabétique <i>9 paramètres</i>	BUN, Ca, pH, Cl-, K+, Na+, Mg, PHOS, LAC, GLU, Crea, B/C	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Espèces exotiques et reptiles <i>13 paramètres</i>	ALB, AST, Ca, CK, K+, Na+, PHOS, TBA, TP, UA, GLU, A/G, GLOB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Profil inflammatoire chez le chat <i>12 paramètres</i>	f-SAA, BUN, Crea, ALB, LPS, TBA, ALP, GGT, TP, A/G, B/C, GLOB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Profil inflammatoire chez le chien <i>6 paramètres</i>	c-CRP, AMY, Crea, LPS, BUN, B/C	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Évaluation de la coagulation <i>4 paramètres</i>	PT, APTT, TT, Fib	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	100 €
Dosage de l'ammoniac <i>1 paramètre</i>	NH3	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	63 €



Liste des rotors sectoriels

Nom	Paramètres	Conservation	Quantité par boîte	Tarif
Diagnostic de base <i>6 paramètres</i>	ALP, ALT, AST, BUN, Crea, B/C	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	68 €
Bilan Diabétique <i>4 paramètres</i>	GLU, FRUC, TC, TG	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	68 €
Bilan Électrolytes <i>5 paramètres</i>	K+, Na+, Cl-, Ca, PHOS	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	68 €
Fonction Hépatique <i>3 paramètres</i>	ALT, GGT, TB	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	68 €
Fonction rénale <i>4 paramètres</i>	PHOS, BUN, Crea, B/C	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	68 €
Créatinine <i>1 paramètre</i>	Crea	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	43 €
Azote uréique sanguin <i>1 paramètre</i>	BUN	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	43 €
Alanine aminotransférase <i>1 paramètre</i>	ALT	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	43 €
Aspartate aminotransférase <i>1 paramètre</i>	AST	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	43 €
Acides biliaires totaux <i>1 paramètre</i>	TBA	2 - 8°C 15 mois	10 rotors	43 €

ALB	Albumine	Crea	Créatinine	TBA	Acides biliaires totaux	c-CRP	Protéine C-réactive canine	FRUC	Fructosamine
ALP	Phosphatase alcaline	GLU	Glucose	TB	Bilirubine totale	PT	Temps de prothrombine	NH ₃	Ammoniac
ALT	Alanine aminotransférase	GGT	Gamma-glutamyl transférase	TC	Cholestérol total	pH	Potentiel hydrogène (acidité / alcalinité)	Cys C	Cystatine C canine
AMY	Amylase	K+	Potassium	tCO ₂	Dioxyde de carbone total (bicarbonates)	APTT	Temps de céphaline activée (TCA)	A/G	Rapport Albumine / Globulines
AST	Aspartate aminotransférase	LDH	Lactate déshydrogénase	TG	Triglycérides	TT	Temps de thrombine	B/C	Rapport Azote uréique / Créatinine
Ca	Calcium total	LPS	Lipase	TP	Protéines totales	Fib	Fibrinogène	GLOB	Globulines
CHE	Cholinestérase	Mg	Magnésium	UA	Acide urique	f-SAA	Amyloïde A sérique félin		
Cl-	Chlorure	Na+	Sodium	BUN	Azote uréique sanguin	LAC	Lactate		
CK	Créatine kinase	PHOS	Phosphate inorganique						



Liste des cartouches gaz sanguins

Nom	Paramètres	Conservation	Quantité par boîte	Tarif
Gaz du sang complet 17 paramètres	Glu, Lac, pH, pO2, pCO2, K+, Na+, Cl-, Ca2+, Hct, tCO2, cHCO3-, BE(ecf), cSO2, AG, BE(b), cHgb	2 - 8°C 12 mois	20 cartouches	200 €
Gaz du sang de base 5 paramètres	pH, K+, Na+, Cl-, Ca2+	2 - 8°C 12 mois	20 cartouches	125 €

Glu	Glucose	pCO2	Pression partielle en dioxyde de carbone	Hct	Hématocrite	AG	Trou anionique
Lac	Lactate	K+	Potassium	tCO2	Dioxyde de carbone total	BE(b)	Excès de base dans le sang total
pH	Potentiel hydrogène (acidité / alcalinité)	Na+	Sodium	cHCO3-	Bicarbonates calculés	cHgb	Hémoglobine calculée
pO2	Pression partielle en oxygène	Cl-	Chlorure	BE(ecf)	Excès de base (compartiment extracellulaire)		
		Ca2+	Calcium ionisé	cSO2	Saturation en oxygène calculée		



Liste des kit tests immunologiques

Nom	Paramètres	Conservation	Quantité par boîte	Tarif
c-CRP	Protéine C-réactive canine	2 - 40°C 24 mois	10 kits	80 €
f-SAA	Amyloïde A sérique félin	2 - 40°C 24 mois	10 kits	80 €
cPL	Lipase pancréatique spécifique canine	2 - 40°C 24 mois	10 kits	80 €
fPL	Lipase pancréatique spécifique féline	2 - 40°C 24 mois	10 kits	80 €
cNT-proBNP	Peptide natriurétique de type B N-terminal chien	2 - 40°C 24 mois	10 kits	80 €
fNT-proBNP	Peptide natriurétique de type B N-terminal chat	2 - 40°C 24 mois	10 kits	80 €
cCor	Cortisol canin	2 - 40°C 24 mois	10 kits	80 €
cTSh	Thyréotrophine (TSH) canine	2 - 40°C 24 mois	10 kits	80 €
Prog	Progestérone	2 - 40°C 24 mois	10 kits	80 €
TT4	Thyroxine totale (T4 totale)	2 - 40°C 24 mois	10 kits	80 €
Cys C	Cystatine C canine / féline	2 - 40°C 24 mois	10 kits	80 €
Anti-fCV	Anticorps contre le calicivirus félin	2 - 40°C 24 mois	10 kits	63 €
Anti-cPV	Anticorps contre le parvovirus canin	2 - 40°C 24 mois	10 kits	63 €
Anti-fHV	Anticorps contre l'herpèsvirus félin	2 - 40°C 24 mois	10 kits	75 €

Nom	Paramètres	Conservation	Quantité par boîte	Tarif
Anti-cDV	Anticorps contre la maladie de Carré (distemper) canine	2 - 40°C 24 mois	10 kits	63 €
Anti-fPV	Anticorps contre le parvovirus félin (panleucopénie)	2 - 40°C 24 mois	10 kits	63 €
Anti-cLSH	Anticorps contre la leishmaniose canine	2 - 40°C 24 mois	10 kits	75 €
Anti-fCoV	Anticorps contre le coronavirus félin	2 - 40°C 24 mois	10 kits	63 €
Anti-fIV	Anticorps contre le virus de l'immunodéficience féline (FIV)	2 - 40°C 24 mois	10 kits	75 €
fPV Ag	Antigène du parvovirus félin	2 - 40°C 24 mois	10 kits	50 €
cPV Ag	Antigène du parvovirus canin	2 - 40°C 24 mois	10 kits	50 €
fCV Ag	Antigène du calicivirus félin	2 - 40°C 24 mois	10 kits	50 €
cDV Ag	Antigène de la maladie de Carré (distemper) canine	2 - 40°C 24 mois	10 kits	50 €
cCV Ag	Antigène du coronavirus canin	2 - 40°C 24 mois	10 kits	50 €
fHV Ag	Antigène de l'herpèsvirus félin	2 - 40°C 24 mois	10 kits	50 €
fCoV Ag	Antigène du coronavirus félin	2 - 40°C 24 mois	10 kits	50 €
feLV Ag	Antigène du virus leucémogène félin (FeLV)	2 - 40°C 24 mois	10 kits	75 €
GIA Ag	Antigène de Giardia	2 - 40°C 24 mois	10 kits	75 €
cHW Ag	Antigène du ver du cœur chez le chien (dirofilariose)	2 - 40°C 24 mois	10 kits	50 €